

SERVICEPLÄNE FÜR SCREW CAP RECAPPER DER CS700-SERIE

Drei Servicelevels für die vorbeugende Wartung (PM) sind verfügbar, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

1A



STANDARD PM-SERVICEPLAN

Gerät in die Werkstatt schicken

- Eine (1) planmäßige PM-Inspektion (empfohlen alle 12 Monate)
- Leistungstest
- Gründliche Reinigung und Schmierung von Maschinenwelle, Spindeln und Führungen
- Funktionsprüfung der Maschinenspindel, des Motors, der Abschiebeeinheit, des optionalen Rohrererkennungssensors, der Schleifverbindungen, der Bits und der O-Ringe
- Inspektion von Schraubenkopf, Sicherungen, Führungen, O-Ringen, Federn, Netzkabeln und Steckern (ggf. Einstellung, Austausch oder Reparatur dieser Teile)
- Nicht enthalten: alle Reparaturteile

1B




STANDARD PM-SERVICEPLAN

Wartung vor Ort

- Eine (1) planmäßige PM-Inspektion (empfohlen alle 12 Monate)
- Reisekosten im Zusammenhang mit dem Besuch der PM
- Leistungstest
- Gründliche Reinigung und Schmierung von Maschinenwelle, Spindeln und Führungen
- Funktionsprüfung der Maschinenspindel, des Motors, der Abschiebeeinheit, des optionalen Rohrererkennungssensors, der Schleifverbindungen, der Bits und der O-Ringe
- Inspektion von Schraubenkopf, Sicherungen, Führungen, O-Ringen, Federn, Netzkabeln und Steckern (ggf. Einstellung, Austausch oder Reparatur dieser Teile)
- Nicht enthalten: alle Reparaturteile

2




LEVEL 2 SERVICEVERTRAG

Wartung vor Ort

- Eine (1) jährliche PM-Inspektion (umfasst alle Angebote der Standard-PM)
- Ein Notdienstbesuch vor Ort
- Der Servicebesuch umfasst Reparaturteile*, Arbeits- und Reisekosten
- *Nicht enthalten: Schraubenkopf

3



LEVEL 3 SERVICEVERTRAG

Wartung vor Ort

- Beinhaltet alle Angebote der Stufe zwei
- Zusätzliche Servicebesuche vor Ort für Notfälle
- Micronic-Software-Upgrades
- Der Servicebesuch umfasst Reparaturteile*, Arbeits- und Reisekosten
- *Nicht enthalten: Schraubenkopf

Benötigen Sie ein Angebot? Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns:



+49 (0) 6201 398 7000



info@nbsscientific.de



www.nbsscientific.de